



VERSADILIDADE:

É adequado para entubação de traquéia e vias aéreas difíceis, vias aéreas e inspeção de duplo lúmen. Lavagem alveolar, biópsia, fechamento de pneumotórax, remoção de corpos estranhos traqueais e outros tratamentos brônquicos.

APLICABILIDADE:

Departamentos de aplicação: UTI, UTIN, departamento respiratório, departamento de anestesiologia, departamento de emergência, etc., atendem basicamente às necessidades clínicas de cada departamento.

SISTEMA ÓTICO

- Campo de Visão: 100°
- Profundidade de Campo: 3-1550mm
- Direção de Visão: 0°

PORÇÃO DE INSERÇÃO:

- OD do Tubo de Inserção: 4.0mm/4.9mm/5.5mm
- Faixa de Angulação: U 180° / D 130°
- Diâmetro Interno: 1.2mm/2.2mm/2.6mm
- Comprimento de Trabalho: 600mm
- Máxima resolução: 1280x720P

PROCESSADOR DE IMAGEM HD:

Especificações Técnicas

Resolução de Vídeo:	1280x800
Balanco de Branco:	Balanco de branco automático
Fonte de Energia:	Uso aberto
Função Básica:	Tirar foto e vídeo
Função Replays:	Verificando fotos ou vídeos gravados
Modo de Armazenamento:	Cartão SD
Saída de Vídeo:	Forneça HDMI e outros métodos de saída de sinal
Tensão:	110-240V
Frequência:	50-60Hz